



W&H RDG Adapterset

Spitzen zur Aufbereitung in Reinigungs- und Desinfektionsgeräten

Reinigungsadapter für Ultraschall Scaler Spitzen

[Prophylaxe, Parodontologie, Endodontie, Restauration & Prothetik]

- > Alle Scaler Spitzen mit einer Gewindedimension M3 x 0,5 mm (Innengewinde – von der Spitze aus betrachtet) passen auf den Reinigungsadapter mit der REF 06895000
- > EMS Spitzen mit einer Gewindedimension M3 x 0,5 mm (Innengewinde) z.B. EMS C [EMS Spitzen mit Schnellspannsystem passen nicht.]
- > NSK Spitzen mit einer Gewindedimension von M3 x 0,5 mm (Innengewinde), kompatibel mit EMS-Handstück
Alle anderen Spitzen von NSK passen nicht
- > Mectron Spitzen mit einer Gewindedimension M3 x 0,5 mm (Innengewinde) wie z.B. Mectron S7
- > Satelec Spitzen sind nicht kompatibel (Gewindedimension von M3 x 0,6 mm)

Reinigungsadapter für Ultraschall Scaler Spitzen (Chirurgie)

- > Es passen nur die W&H Piezomed Instrumente auf das RDG- Adapter Set
- > Spitzen von z.B. Sirona SIROSON, NSK SG3, Satelec CS3, Mectron OT 7 sind aufgrund verschiedenen Gewindedimensionen nicht kompatibel

Reinigungsadapter für Schall Scaler Spitzen

[Prophylaxe, Parodontologie, Endodontie, Restauration & Prothetik, Chirurgie]

- > Alle Scaler Spitzen mit einer Gewindedimension M3 x 0,5 mm (Außengewinde – von der Spitze aus betrachtet) passen auf den Reinigungsadapter mit der REF 06894700
- > Sirona Spitzen mit einer Gewindedimension von M3 x 0,5 mm (Außengewinde) wie z.B. SIROAIR
- > KaVo Spitzen mit einer Gewindedimension von M3 x 0,5 mm (Außengewinde) wie z.B. KaVo Spitze 36/10 [KaVo Spitzen mit Schnellspannsystem passen nicht.]
- > NSK Spitzen mit einer Gewindedimension von M3 x 0,5 mm (Außengewinde) wie z.B. NSK S1
- > Brasseler/Komet Spitzen mit einer Gewindedimension von M3 x 0,5 mm (Außengewinde) wie z.B. SF8878KD

Kühlmittelrohre, Sprayclips, Y-Verteilerweichen etc. können ebenfalls gereinigt werden

Angaben ohne Gewähr

Hersteller:

W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH
Ignaz-Glaser-Straße 53, Postfach 1
5111 Bürmoos, Austria
t + 43 6274 6236-0
f + 43 6274 6236-55
office@wh.com
wh.com

Vertrieb:

W&H Deutschland GmbH
Raiffeisenstraße 3b
83410 Laufen, Deutschland
t + 49 8682 8967-0
f + 49 8682 8967-11
office.de@wh.com
wh.com

W&H Austria GmbH
Ignaz-Glaser-Straße 53
5111 Bürmoos, Austria
t + 43 6274 6236-239
f + 43 6274 6236-890
office.at@wh.com
wh.com

W&H CH-AG
Industriepark 9
8610 Uster, Schweiz
t + 41 43 4978484
f + 41 43 4978488
info.ch@wh.com
wh.com